

Ac Pab Monomethyl-Uhrf1-K385 De Conejo (Q96T88) - Anticuerpo De Epigenética Para Wb, Db, Elisa

Número de artículo: CM0000232



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para UHRF1 monometilado en K385 (Q96T88). Validado para Western blot, dot blot y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudios de metilación del ADN y cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	pAb MonoMethyl-UHRF1-K385 de Conejo
Observaciones/Alias	Np95; hNP95; ICBP90; RNF106; TDRD22; hUHRF1; huNp95; MonoMethyl-UHRF1-K385
Especie	Humano
GeneID (humano)	29128
GeneID	29128
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido monometilado sintético alrededor de K385 de UHRF1 humano (NP_001041666.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Metilados
Aplicación	WB, DB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96T88
Peso Proteico	90kDa
Envío	Bolsa de hielo