

Anticuerpo Policlonal De Conejo Monomethyl-Yap1-K342 (P46937) Para Wb Y Elisa

Número de artículo: CM0000259



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad que reconoce específicamente la YAP1 monometilada en la lisina 342. Ideal para aplicaciones de WB y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Información sobre la señalización Hippo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del Producto	MonoMethyl-YAP1-K342 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; MonoMethyl-YAP1-K342
Especie	Humano
GeneID (humano)	10413
GeneID	10413
Inmunógeno	Un péptido sintético monometilado alrededor de K342 de YAP1 humana (NP_001123617.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Metilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P46937
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo