


Anticuerpo Policlonal De Conejo Morf4L1 Para Wb Y Elisa - Q9Ubu8

Número de artículo: CM0026940



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a MORF4L1 (MRG15). Validado para WB y ELISA con reactividad humana, de ratón y de rata. Adecuado para estudios de regulación de la cromatina y reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo MORF4L1
Observaciones/Alias	Eaf3; MEAF3; MRG15; FWP006; S863-6; HsT17725; MORFRG15; MORF4L1
Especie	Humano
GeneID	10933
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de MORF4L1 humano (NP_006782.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UBU8
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo