

Anticuerpo Monoclonal De Ratón Anti-CD11B Humano Para Citometría De Flujo - P11215

Número de artículo: CM0012060



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón anti-CD11b humano conjugado con validado para citometría de flujo. Dirige contra la integrina alfa-M (ITGAM), un receptor de adhesión de leucocitos en la inmunidad innata. Apto para muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de ratón anti-CD11b humano
Observaciones/Alias	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6
Especie	Humano
GeneID	3684
Inmunógeno	Péptido sintético derivado de la proteína CD11b humana
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P11215
Peso proteico	127 kDa
Envío	Bolsa de hielo