

Anticuerpo Monoclonal De Ratón Anti-Humano Cd11B Para Citometría De Flujo - P11215

Número de artículo: CM0011932



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón conjugado con dirigido al CD11b humano (integrina alfa-M). Adecuado para aplicaciones de citometría de flujo, reacciona de forma cruzada con humano. Ideal para la investigación inmunológica sobre la adhesión y fagocitosis de monocitos/macrófagos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de Ratón anti-Humano CD11b
Observaciones/Alias	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6
Especie	Humano
ID de Gen	3684
Inmunógeno	Péptido sintético derivado del CD11b humano
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P11215
Peso Proteico	127kDa
Envío	Bolsa de hielo