

Anticuerpo Monoclonal De Ratón Anti-Cd11C Humano Para Fc - P20702

Número de artículo: CM0011473



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón dirigido contra CD11c humano (integrina alfa-X), conjugado con . Validado para citometría de flujo (FC), ideal para estudiar la adhesión de monocitos y granulocitos y las respuestas inflamatorias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb de ratón anti-CD11c humano
Observaciones/Alias	CD11C; SLEB6
Especie	Humano
GenelD	3687
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD11c humano.
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P20702
Peso de la proteína	128 kDa
Envío	Bolsa de hielo