

Ratón Anti-Humano Cd15/Ssea-1 Anticuerpo Monoclonal Para Citometría De Flujo - P22083

Número de artículo: CM0009843

Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón conjugado con dirigido al CD15/SSEA-1 humano para citometría de flujo. Reconoce el epítipo de glicano Lewis X en glicoproteínas; útil para estudiar la expresión de marcadores de superficie de células madre y células mieloides.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ratón anti-Humano CD15/SSEA-1 mAb
Observaciones/Alias	LeX; CD15; ELFT; FCT3A; FUTIV; SSEA-1; FUC-TIV
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2526
GeneID	2526
Inmunógeno	Un péptido sintetizado derivado del CD15/SSEA-1 humano.
Fuente	Ratón
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P22083
Peso Proteico	59 kDa
Envío	Bolsa de hielo