

Anticuerpo Monoclonal De Ratón Anti-Cd15/Ssea-1 Humano Para Citometría De Flujo - P22083

Número de artículo: CM0009496

Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón conjugado con dirigido contra CD15/SSEA-1 (FUT4) humano para análisis mediante citometría de flujo. Validado para muestras humanas, reconoce el antígeno Lewis X y desempeña un papel clave en la biología de los leucocitos y la investigación con células madre.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de ratón anti-CD15/SSEA-1 humano
Observaciones/Alias	LeX; CD15; ELFT; FCT3A; FUTIV; SSEA-1; FUC-TIV
Especie	Humana
ID del gen	2526
Inmunógeno	Péptido sintetizado derivado de CD15/SSEA-1 humano
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P22083
Peso de la proteína	59 kDa
Envío	Bolsa de hielo