

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd3 Humano De Ratón Para Citometría De Flujo Y Estimulación De Células T In Vitro - P07766

Número de artículo: CM0009312



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón dirigido contra la cadena epsilon de CD3 humano. Validado para citometría de flujo y estimulación/activación de células T in vitro. Reacciona con CD3 humano. Adecuado para investigación en inmunología y células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anti-CD3 Humano mAb de Ratón
Observaciones/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon; Antígeno CD3E
Especie	Humano
GenelD (Humano)	916
GenelD	916
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF, estimulación/activación de células T in vitro
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P07766
Peso de la Proteína	23kDa
Envío	Bolsa de hielo