

Anticuerpo Monoclonal Ratón Anti-Cd3 Humano Para Citometría De Flujo - P07766

Número de artículo: CM0010517



Introducción

Anticuerpo monoclonal ratón anti-CD3 humano para citometría de flujo, dirigido contra la cadena épsilon de CD3 (P07766). Proporciona detección fiable de linfocitos T en entornos de diagnóstico e investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AcM ratón anti-CD3 humano
Observaciones/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	916
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD3 humano
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P07766
Peso de la proteína	23 kDa
Envío	Bolsa de hielo