

Ratón Anti-Humano Cd56 (Ncam1) Anticuerpo Monoclonal Para Citometría De Flujo - P13591

Número de artículo: CM0011020



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón contra CD56 humano (NCAM1), validado para citometría de flujo. Ideal para inmunofenotipificación, investigación de células madre y aplicaciones de neurociencia. Detecta molécula de adhesión celular involucrada en el desarrollo neural y la entrada viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ratón anti-Humano CD56a mAb
Observaciones/Alias	CD56; NCAM; MSK39
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4684
GeneID	4684
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD56 humano
Fuente	Ratón
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	Citometría de Flujo (FC)
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P13591
Peso Proteico	40kDa/73kDa/80kDa/83kDa/93kDa/95kDa
Envío	Bolsa de hielo