

Anticuerpo Monoclonal De Ratón Anti-CD90.1 De Ratón/Rata Para Fc - P01831

Número de artículo: CM0008298

Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón anti-CD90.1 (Thy-1) de ratón/rata conjugado con para citometría de flujo. Detecta la glucoproteína de membrana anclada a GPI implicada en la sinaptogénesis y las interacciones célula-célula. Adecuado para la investigación neuronal e inmunológica en ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de ratón anti-CD90.1 de ratón/rata
Observaciones/Alias	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Especie	Ratón
GeneID (humano)	7070
GeneID	21838
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD90.1 de ratón/rata
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	P01831
Envío	Bolsa de hielo