


Ratón Anti-IgG De Conejo (Fc) Mab Para Citometría De Flujo - P01870

Número de artículo: CM0005162



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón conjugado con dirigido a la región Fc de la IgG de conejo (P01870). Validado para la detección por citometría de flujo de IgG de conejo en aplicaciones de investigación y diagnóstico. Específico para la región constante de la IgG de conejo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ratón anti-IgG de Conejo (Fc) mAb
Reactividad de Especie	Conejo
ID de Gen (Humano)	3500
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 96-323 de la IgG de conejo (Fc) (P01870)
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Conejo
SWISS	P01870
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo