


Anticuerpo Monoclonal De Ratón Anti-Igg De Conejo (Fc) Para Fc - P01870

Número de artículo: CM0012485



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón conjugado con dirigido a la región Fc de IgG de conejo (UniProt: P01870), validado específicamente para la detección por citometría de flujo de IgG de conejo en diversas aplicaciones de investigación y diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de ratón anti-IgG de conejo (Fc)
Especie	Conejo
GeneID (Humano)	3500
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 96-323 de IgG de conejo (Fc) (P01870)
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Conejo
SWISS	P01870
Peso molecular	35 kDa
Envío	Bolsa de hielo