


Anticuerpo Monoclonal De Ratón Anti-Igg De Conejo (Fc) Para Fc - P01870

Número de artículo: CM0004912



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón conjugado con de alta calidad dirigido a la región Fc de la IgG de conejo (SWISS P01870), validado para citometría de flujo. Ideal para inmunoensayos y el desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de ratón anti-IgG de conejo (Fc)
Especie	Conejo
GeneID (humano)	3500
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 96-323 de la IgG de conejo (Fc) (P01870)
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Conejo
SWISS	P01870
Peso proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo