


Anticuerpo Monoclonal De Ratón Anti-Conejo IgG (Fc) Para Citometría De Flujo - P01870

Número de artículo: CM0010034



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón conjugado con dirigido a la región Fc de la IgG de conejo (UniProt P01870). Ideal para citometría de flujo, garantiza una detección específica con inmunógeno validado con proteína recombinante. Alta calidad para el desarrollo de inmunoensayos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Ratón anti-Conejo IgG (Fc)
Especie	Conejo
GeneID (Humano)	3500
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 96-323 de la IgG de conejo (Fc) (P01870)
Fuente	Ratón
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Conejo
SWISS	P01870
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo