


Anticuerpo Monoclonal De Ratón Anti-Igg De Conejo (Fc) Para Citometría De Flujo - P01870

Número de artículo: CM0006837



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón conjugado con de alta especificidad dirigido a la región Fc de la IgG de conejo (P01870). Validado para citometría de flujo; ideal para detectar inmunoglobulinas de conejo en inmunoensayos y aplicaciones basadas en inmunofluorescencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Mouse anti-Rabbit IgG (Fc) mAb
Especie	Conejo
ID del gen (humano)	3500
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 96-323 de la IgG de conejo (Fc) (P01870)
Fuente	Ratón
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Conejo
SWISS	P01870
Peso de la proteína	35 kDa
Envío	Bolsa de hielo