

Anticuerpo Monoclonal Ratón Anti-Igm De Conejo (Fc) Para Citometría De Flujo - P03988

Número de artículo: CM0010952

Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón contra la región Fc de la IgM de conejo, conjugado con para citometría de flujo. Se dirige a la región constante de la cadena pesada mu de inmunoglobulina de conejo (P03988). Reacciona de forma específica con conejo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb ratón anti-IgM de conejo (Fc)
Especie diana	Conejo
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 107-458 de IgM (Fc) de conejo (P03988)
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de flujo)
Reactividad cruzada	Conejo
SWISS	P03988
Peso de la proteína	52kDa
Envío	Bolsa de hielo