

Ratón Anti-Conejo Igm (Fc) Anticuerpo Monoclonal Para Citometría De Flujo - P03988

Número de artículo: CM0006983

Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón (conjugado) específico para la región Fc de IgM de conejo. Inmunógeno recombinante (aa 107-458, P03988). Validado para citometría de flujo. Ideal para el desarrollo de ensayos de diagnóstico e investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ratón Anti-Conejo IgM (Fc) mAb
Especie	Conejo
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 107-458 de IgM de conejo (Fc) (P03988)
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Conejo
SWISS	P03988
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo