

Ratón Anti-IgM De Conejo (Fc) Anticuerpo Monoclonal Para Citometría De Flujo - P03988

Número de artículo: CM0004833

Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón conjugado con específico para la región Fc de la IgM de conejo (P03988). Apto para citometría de flujo, sin reactividad cruzada con otras especies. Ideal para la detección de inmunoglobulinas de conejo en ensayos de investigación y diagnóstico.

[Aprende más](#)

Atributo	Valor
Nombre del Producto	Ratón Anti-IgM de Conejo (Fc) mAb
Especie	Conejo
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 107-458 de la IgM de conejo (Fc) (P03988)
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Conejo
SWISS	P03988
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo