

Control Isotipo IgG 1 De Ratón - Control Isotipo Para Citometría De Flujo

Número de artículo: CM0009180

Introducción

El control isotipo IgG 1 de ratón, de origen murino, es un anticuerpo monoclonal diseñado para citometría de flujo (FC) como control negativo para evaluar la unión inespecífica en aplicaciones de investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Control isotipo IgG 1 de ratón
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de Flujo)
Envío	Bolsa de hielo