

Control De Isotipo Mouse Igg 1 - Control De Isotipo

Número de artículo: CM0009395

Introducción

Anticuerpo monoclonal de control de isotipo Mouse IgG1 para citometría de flujo. Procedente de ratón, diseñado para medir la unión no específica en ensayos de FC, garantizando un ajuste de puertas (gating) y una evaluación del fondo precisos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Control de isotipo Mouse IgG 1
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Envío	Bolsa de hielo