

Control De Isotipo De Igg 1 De Ratón - Control De Isotipo

Número de artículo: CM0009303

Introducción

El control de isotipo de IgG 1 de ratón es un anticuerpo monoclonal conjugado con diseñado para usarse como control negativo en experimentos de citometría de flujo. Obtenido de ratón, garantiza una evaluación precisa del encuadramiento (gating) y del fondo de señal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Control de isotipo de IgG 1 de ratón
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Envío	Bolsa de hielo