

Control De Isotipo Igg 1 De Ratón

Número de artículo: CM0005413

Introducción

Control de isotipo IgG 1 de ratón , un anticuerpo monoclonal para citometría de flujo (CF). Ideal para establecer la tinción de fondo en ensayos de CF, obtenido de ratón con inmunógeno recombinante. Se envía en bolsa de hielo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Control de isotipo IgG 1 de ratón
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Envío	Bolsa de hielo