

Control Isotipo De Igg 2A De Ratón -

Número de artículo: CM0011618

Introducción

Control isotipo de IgG 2a de ratón para aplicaciones de citometría de flujo (FC). Inmunógeno de proteína recombinante, anticuerpo monoclonal de ratón. Ideal para evaluar la tinción de fondo y la unión inespecífica en estudios de inmunofluorescencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Control isotipo de IgG 2a de ratón
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Envío	Bolsa de hielo