

Control Isotipo Igg 2A De Ratón

Número de artículo: CM0012522

Introducción

El control isotipo IgG 2a de ratón es un anticuerpo monoclonal derivado de ratón, diseñado para su uso como control isotipo en citometría de flujo (FC). Ayuda a distinguir la unión específica de la inespecífica, garantizando resultados experimentales precisos. Se envía en bolsas de hielo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Control isotipo IgG 2a de ratón
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Envío	Bolsa de hielo