

Control De Isotipo Igg 2A De Ratón - Control De Isotipo

Número de artículo: CM0010304

Introducción

El control de isotipo IgG 2a de ratón es un anticuerpo monoclonal de ratón, diseñado como control negativo para citometría de flujo (FC). Ayuda a garantizar una delimitación precisa y eliminar la tinción de fondo en ensayos de investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Control de isotipo IgG 2a de ratón
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Envío	Bolsa de hielo