

Control De Isotipo Igg 2A De Ratón

Número de artículo: CM0009392

Introducción

El control de isotipo IgG 2a de ratón es un conjugado de anticuerpo monoclonal diseñado para aplicaciones de citometría de flujo (FC). Sirve como control negativo para evaluar la unión inespecífica y la tinción de fondo en ensayos basados en IgG 2a de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Control de isotipo IgG 2a de ratón
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Envío	Bolsa de hielo