

Control De Isotipo De Igg 2B De Ratón - A25491

Número de artículo: CM0008090

Introducción

Control de isotipo monoclonal de ratón IgG2b para citometría de flujo. Validado para muestras de ratón, este anticuerpo evalúa la unión no específica en ensayos inmunológicos y de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Control de isotipo de IgG 2b de ratón
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
Envío	Bolsa de hielo