

Control De Isotipo Mouse Igg 2C - A26280

Número de artículo: CM0005551

Introducción

Control de isotipo monoclonal de ratón IgG2c conjugado con para citometría de flujo (FC). Se utiliza para evaluar la unión inespecífica y el fondo. Inmunógeno de proteína recombinante, origen de ratón. Se envía con hielo. Valide en su sistema.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Control de isotipo Mouse IgG 2c
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Envío	Bolsa de hielo