

## Control De Isotipo Igg1 De Ratón

Número de artículo: CM0011627

### Introducción

Anticuerpo monoclonal de control de isotipo IgG1 de ratón conjugado con para aplicaciones de citometría de flujo (CF). Producido en ratón, inmunógeno proteína recombinante. Ideal para establecer los niveles de tinción de fondo en investigación de IVD y desarrollo de ensayos.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                             |
|---------------------|-----------------------------------|
| Nombre del producto | Control de isotipo IgG 1 de ratón |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante             |
| Origen              | Ratón                             |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales          |
| Aplicación          | CF                                |
| Envío               | Bolsa de hielo                    |