

Panel De Anticuerpo Monoclonal Mouse Mdsc - Mouse Mdsc Panel

Número de artículo: CM0006243

Introducción

El Mouse MDSC Panel es un cóctel de anticuerpos monoclonales para el análisis por citometría de flujo de células supresoras derivadas de mieloides de ratón. Proporciona reactividad específica para muestras de ratón, apoyando la investigación inmunológica y el desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Mouse MDSC Panel
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
Envío	Bolsa de hielo