

Panel De Anticuerpos Monoclonales Para Células T De Ratón Para Citometría De Flujo - Panel De Células T De Ratón

Número de artículo: CM0004460

Introducción

El anticuerpo monoclonal del Panel de Células T de Ratón está diseñado para aplicaciones de citometría de flujo (FC), dirigido específicamente a las células T de ratón. Este producto es ideal para la inmunofenotipificación y la investigación de subconjuntos de células T de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Panel de Células T de Ratón
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de Flujo)
Reactividad Cruzada	Ratón
Envío	Bolsa de hielo