

Panel De T/Nk De Ratón - Rk40003

Número de artículo: CM0004706

Introducción

El Panel de T/NK de Ratón comprende anticuerpos monoclonales para caracterizar células T y NK de ratón. Enviado en hielo, es una herramienta fundamental para el inmunofenotipado y el desarrollo de inmunoensayos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Panel de T/NK de Ratón
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Envío	Bolsa de hielo