

Anticuerpos Monoclonales Del Panel Treg De Ratón Para Citometría De Flujo - Panel Treg De Ratón

Número de artículo: CM0012180

Introducción

Anticuerpos monoclonales de alta calidad del panel Treg de ratón, derivados de conejo, para citometría de flujo. Ideales para la detección y el análisis de células T reguladoras de ratón. Materia prima confiable para IVD de CamelBio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	Panel Treg de ratón
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
Envío	Bolsa de hielo