

Panel De Anticuerpos Monoclonales Treg De Ratón (Conejo) Para Citometría De Flujo - Panel Treg De Ratón

Número de artículo: CM0008509

Introducción

Panel de anticuerpos monoclonales Treg de ratón (conejo) específicamente para análisis de citometría de flujo (FC) de células T reguladoras de ratón. Ideal para investigación en inmunología y desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Panel Treg de Ratón
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
Envío	Bolsa de hielo