

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Ubn2 De Ratón - Ubn2

Número de artículo: CM0016970

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a UBN2 de ratón (NP_796159.3), generado contra un péptido sintético dentro de los aminoácidos 1-100. Adecuado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada reportada a UBN2 humana. Los pesos moleculares predichos oscilan entre 130 y 141 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UBN2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	mKIAA2030, 2900060J04Rik, 6030408G03Rik, D130059P03Rik, UBN2
Especie	Ratón
ID de Gen (Humano)	254048
ID de Gen (Ratón)	320538
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de UBN2 de ratón (NP_796159.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
Peso Proteico	130kDa/131kDa/141kDa
Envío	Bolsa de hielo