

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Wdr33 De Ratón - Wdr33

Número de artículo: CM0012912

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra WDR33 de ratón, validado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con WDR33 humano y de rata, detectando isoformas de 30, 38 y 145 kDa. Ideal para la investigación de proteínas y el desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	WDR33 pAb de conejo
Observaciones/Alíase	WDC146; 1110001N06Rik; 2310011G05Rik; 2810021O11Rik; 8430413N20Rik; WDR33
Especie	Ratón
ID del gen (humano)	55339
ID del gen	74320
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-208 de WDR33 de ratón (NP_001164437.1)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, rata
Peso de la proteína	30kDa/38kDa/145kDa
Envío	Bolsa de hielo