


Anticuerpo Policlonal De Conejo Mpc1 Para Wb, Ip, Elisa - Q9Y5U8

Número de artículo: CM0023902



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo MPC1 validado para WB, IP, ELISA con reactividad cruzada humana, de ratón y de rata. Se dirige al transportador de piruvato mitocondrial 1, mediando la captación de piruvato y esencial para el metabolismo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MPC1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MPYCD; BRP44L; CGI-129; SLC54A1; MPC1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	51660
ID de Gen	51660
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-109 del MPC1 humano (NP_057182.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y5U8
Peso Proteico	12kDa
Envío	Bolsa de hielo