

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Mphosph6 Para Wb, Elisa - Q99547

Número de artículo: CM0014413



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MPHOSPH6 (MPP6) humano, validado para WB y ELISA. Reconoce MPHOSPH6 humano, de ratón y de rata. Útil para estudiar la función del exosoma de ARN y el procesamiento de ARNr.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | MPHOSPH6 pAb de Conejo                                                                                                                |
| Observaciones/Alias | MPP; MPP6; MPP-6; MPHOSPH6                                                                                                            |
| Especie             | Humano                                                                                                                                |
| GeneID (Humano)     | 10200                                                                                                                                 |
| GeneID              | 10200                                                                                                                                 |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-160 del MPHOSPH6 humano (NP_005783.2). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                              |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                             |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                   |
| SWISS               | Q99547                                                                                                                                |
| Peso Proteico       | 19kDa                                                                                                                                 |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                        |