


Anticuerpo Policlonal De Conejo Mr1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q95460

Número de artículo: CM0030714



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MR1 humano (Q95460), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de células MAIT y vigilancia inmunitaria contra el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MR1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HLALS; MR1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3140
GeneID	3140
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-291 del MR1 humano (NP_001522.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q95460
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo