


Mrpl1 Conejo Pab - Q9Byd6

Número de artículo: CM0024917



Introducción

Anticuerpo policlonal dirigido contra MRPL1 humano (L1mt, MRP-L1) para WB y ELISA. Detecta la proteína ribosómica L1 de 39S en mitocondrias, con reactividad cruzada a humano y rata. Adecuado para estudios de traducción mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MRPL1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	L1MT; BM022; MRP-L1; MRPL1
Especie	Humano
GeneID (humano)	65008
GeneID	65008
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 51-325 del MRPL1 humano (NP_064621.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q9BYD6
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo