


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Mrpl20 (Validado Por Kd) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Byc9

Número de artículo: CM0004205



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante validado por KD dirigido a la proteína ribosomal mitocondrial MRPL20. Adecuado para aplicaciones de Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de traducción mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KD] MRPL20 mAb de conejo
Observaciones/Alias	L20mt; bL20m; MRP-L20
Especie	Humano
ID del gen	55052
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 48-147 de la MRPL20 humana (NP_060441.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BYC9
Peso de la proteína	17kDa
Envío	Bolsa de hielo