

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Mrpl34 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bq48

Número de artículo: CM0023035



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MRPL34, una proteína de la subunidad ribosómica grande mitocondrial. Validado para WB, IF/ICC y ELISA, con reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para estudios de síntesis de proteínas mitocondriales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	MRPL34 pAb de conejo
Observaciones/Alias	L34mt; MRPL34
Especie	Humano
GeneID (humano)	64981
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 16-92 de MRPL34 humano (NP_076426.1).
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9BQ48
Peso molecular de la proteína	10 kDa
Envío	Bolsa de hielo