

Anticuerpo Policlonal De Conejo Mrps16 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y3D3

Número de artículo: CM0030118



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína ribosomal mitocondrial MRPS16. Validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Detecta MRPS16 humano, de ratón y de rata. Adecuado para estudios de traducción mitocondrial e investigación de COXPD2.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MRPS16 Conejo pAb
Observaciones/Alias	S16mt; COXPD2; RPS16; CGI-132; MRP-S16; MRPS16
Especie	Humano
GeneID	51021
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a los aminoácidos 1-137 del MRPS16 humano (NP_057149.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y3D3
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo