

Anticuerpo Policlonal De Conejo Mrps27 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q92552

Número de artículo: CM0014284



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra MRPS27 humano (proteína ribosomal mitocondrial S27) validado para WB, IF/ICC, ELISA. Adecpto para muestras de humano, ratón y rata. Uso en investigación de traducción mitocondrial y estudios de cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MRPS27 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	S27mt; MRP-S27; MRPS27
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23107
GeneID	23107
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 255-414 del MRPS27 humano (NP_055899.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92552
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo