

Pab De Conejo Mrps36 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P82909

Número de artículo: CM0024671

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la MRPS36 humana / Componente 4 de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, validado para WB, IHC-P y ELISA. Adecuado para muestras humanas y de rata. Ideal para estudios de metabolismo mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo MRPS36
Observaciones/Alias	MRPS36; DC47; MRP-S36; proteína ribosomal mitocondrial S36
Especie	Humana
ID génico (Humano)	6183
ID génico (Rata)	92259
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-103 de la MRPS36 humana (NP_150597.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Rata
SWISS	P82909
Peso molecular de la proteína	11 kDa
Envío	Bolsa de hielo