


Msr1 Rabbit Mab Para Wb, Elisa - P21757

Número de artículo: CM0007038



Introducción

El anticuerpo monoclonal de conejo anti-MSR1 es un anticuerpo monoclonal para Western blot y ELISA, que detecta el receptor de barredor de macrófagos 1 (MSR1/CD204) humano, de ratón y de rata a ~50 kDa. Ideal para estudiar la formación de células espumosas, la aterosclerosis y la defensa inmune innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MSR1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	SRA; SR-A; CD204; SR-AI; phSR1; phSR2; SCARA1; SR-AII; SR-AIII; MSR1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4481
GeneID	4481
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del MSR1 humano (P21757)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P21757
Peso proteico	50kDa
Envío	Bolsa de hielo