


Anticuerpo Policlonal De Conejo Msr1/Sra/Sr-A Para Wb, If-P, Elisa - P21757

Número de artículo: CM0024234



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige al MSR1 humano (CD204/receptor barredor A). Reacciona con humano, ratón y rata. Validado para WB, IF-P y ELISA. Inmunógeno: proteína recombinante (aa 90-274 del MSR1 humano). Útil para la investigación de aterosclerosis e inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MSR1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	SRA; SR-A; CD204; SR-AI; phSR1; phSR2; SCARA1; SR-AII; SR-AIII; MSR1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4481
GeneID	4481
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 90-274 del MSR1 humano (NP_619729.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P21757
Peso Proteico	50kDa
Envío	Bolsa de hielo