

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Mst4 Para Wb Y Elisa - Q9P289

Número de artículo: CM0003387



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante contra MST4 (STK26), validado para WB y ELISA con reactividad cruzada a humano, ratón y rata. Adecuado para estudiar la regulación del crecimiento celular, la apoptosis y la autofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MST4 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	MASK; MST4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51765
GeneID	51765
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 317-416 del MST4 humano (Q9P289).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9P289
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo